



- ✓ Passar alla modeller\*
- ✓ Justerbar höjd
- ✓ Enkel montering
- ✓ Två känsligheter
- ✓ Vikt 3 kg
- ✓ 11 990 kr

\* Modell W passar alla Eloflex modeller sålda efter april 2018. Stolens skall ha serienummer EL161400 eller högre.

## Modell W är en ny typ av intuitiv vårdarstyrning som innebär att elrullstolen följer minsta rörelse från den som går bakom och kör stolen.

Eloflex W är en helt fantastisk uppfinning. En unik vårdarstyrning som styrs av rörelserna från den som går bakom elrullstolen. Nästan som magi! Vi kallar det för intuitiv vårdarstyrning men i själva verket är det något så enkelt som ett styrhandtag som kontrollerar elrullstolens rörelser. Det unika är att det inte krävs någon som helst kraft för att köra eller styra stolen.

Signaler från det rörelsekänsliga handtaget styr elrullstolens motorer och får den att flytta sig i exakt samma mönster som den som går bakom. Den som vill köra stolen behöver helt enkelt bara lägga en hand på vårdarhandtaget och börja gå. Går man sakta framåt så går stolen sakta, går man fort går också stolen fort. Går man åt vänster eller höger så gör stolen samma sak och stannar du gör också stolen halt. Även i kraftiga backar följer stolen rörelserna från den som kör, utan att någon kraft krävs och när det går nerför bromsar den automatiskt.





### PASSAR ALLA

Modell W är ett tillbehör som passar till alla elrullstolar från Eloflex sålda efter april 2018. Du använder den med fördel till någon av våra nya modeller så som X, men den fungerar också på tidigare modeller som L-Plus.



### HOPFÄLLBART

Om du monterar vårdarstyrningshandtaget på någon av våra klassiska hopfällbara elrullstolar som exempelvis M-Plus, L eller L-Plus kan du till och med fälla ihop stolen utan att ta bort styrhandtaget som enkelt kan fällas ner.



### INGEN LADDNING

Det intuitiva styrhandtaget kopplas in istället för stolens ordinarie och drivs av stolens kontrollbox och batterier. Man behöver alltså inte ladda vårdarhandtaget separat.



### AVTAGBAR

Det kompatibla multifästet som levereras tillsammans med modell W innebär att du enkelt monterar styrhandtaget på alla Eloflexmodeller. Du kan sätta dit, eller ta bort handtaget på några få sekunder.

Besök [www.eliflex.se](http://www.eliflex.se) för att titta på filmerna som visar hur modell W fungerar i praktiken.

