

# EL&FLEX

*~ en ny generation elrullstolar ~*



Låg vikt

Kompakt

Hopfällbar



# Eloflex är något helt nytt

## Eloflex är en helt ny generation elrullstolar med unika egenskaper.

Den exceptionellt låga vikten gör den lätt att ta med. Den fälls ihop med ett enkelt handgrepp vilket innebär att den tar lite plats, både hemma och i bilen. Effektiva litiumbatterier och två starka motorer av senaste teknologi medger över 30 km körning på en enda laddning.

Den smarta kompakta utformningen gör Eloflex till ett lika smidigt alternativ som en manuell rullstol, som du enkelt navigerar runt i butiker och på trånga platser. Du kommer att ta obetydlig plats på restauranger och kaféer och du kommer in på en vanlig handikapptoalett.



## Modeller

Eloflex finns i två olika storlekar, där sitthöjden är den största skillnaden. Modellen M lämpar sig för våra kortare användare och L, som är vår populäraste modell, till alla andra. Båda storlekarna finns i Plus-utförande, med större luftfyllda bakhjul och starkare motorer för dig som tänker använda din Eloflex mycket

utomhus, i naturen och på snöigt underlag. Gemensamt för alla modeller är konstruktionen i aluminium som ger exceptionellt låg vikt. De har alla högteknologiska batterier och starka borstlösa motorer för lång räckvidd och de går alla att fälla ihop med ett enkelt handgrepp.





# Användning

**Det är lätt att förstå hur en Eloflex på ett positivt sätt kan påverka vardagen för många människor.**

En hopfällbar lågviktsstol är en perfekt elrullstol att ta med i bilen och på resan. En möjlighet som tidigare inte fanns eftersom traditionella elrullstolar väger mellan 75-150 kg och inte går att fälla ihop.

Den kompakta utformningen och de goda köregenskaperna sätter dessutom inga begränsningar vid målet. Du tar dig enkelt runt i parken, på stan, i butiken och på ett kafé eller restaurang. Och tack vare den inte är bredare än en vanlig manuell rullstol kommer du också in på toaletten. Något som tidigare varit

omöjligt med din elscooter eller din traditionella elrullstol. Eloflex är en allsidig och användbar elrullstol för alla tillfällen.

Den här stolen vänder sig mot alla målgrupper så som: Aktiva rullstolsanvändare som söker en kompletterande smidig elrullstol. Äldre som vill ha frihet att kunna röra sig själva. Svagare rullstolsanvändare som inte själva kan framföra en manuell rullstol. Eloflex är perfekt att ta med i bilen, till jobbet, på resan eller när man hälsar på släkt och vänner i en annan del av landet. Eloflex blir en del av ditt aktiva liv. Eloflex är frihet på hjul.

## Fälls enkelt ihop på fem sekunder



# Egenskaper

Eloflexstolarna är små underverk. Vi har kombinerat smart ingenjörskonst, ny teknologi och modernt materialval till en fulländad och optimal elrullstol. Eloflex är byggd på en lättviktsram i aluminium. Stolen har genomgående hög kvalitet och mycket bra sittkomfort.

Precisionen är hög vilket ger överlägsen stabilitet och goda köregenskaper. Den smarta fällbara konstruktionen gör stolen extra användarvänlig och flexibel samtidigt som de kompakta måtten ger lika stor tillgänglighet och frihet som en manuell rullstol.

**Det här är några av egenskaperna som skiljer Eloflex från andra alternativ:**

- Exceptionellt låg vikt
- Hopfällbar med ett handgrepp
- Modern lithiumteknologi
- Kompakt utformning



# ELOFLEX

en smart elrullstol för alla tillfällen

## Facts



MODELL	L (L-PLUS)
Vikt	26 kg
Hastighet	6,5 km/h
Räckvidd	30 km
Motor	2x borstlös högeffektsmotor
Batteri	2x Lithium Ion 9 Ah / 24 volt
Effekt	2x 200 W (250 W)
Vändradie	76 cm (78 cm)
Hjul	8" fram – 10" bak (12" bak)
Brukarvikt	Max 120 kg
Joystick	Placering vänster, höger eller på ryggstöd
Mått L	95 cm (H) x 59 cm (B) x 99 cm (D)
Mått L hopfäld	70 cm (H) x 59 cm (B) x 35 cm (D)



Eloflex är klassad som medicintekniskt hjälpmedel hos läkemedelsverket, den är CE godkänd och den uppfyller tillämpliga krav i lagen om medicintekniska produkter.

## Tillbehör

Eloflex är en av marknadens smartaste elrullstolar. Egenskaper som lätt, smart, kompakt och hopfällbar gör den unik. Med våra tillbehör kan du göra din Eloflex ännu smartare och anpassa den efter dina egna behov.



Vårdarstyrning



Nackstöd



Skyddsväska

**Eloflex**  
**Norra Catalinagränd 3**  
**183 68 TÄBY**

**Telefon: 08-559 250 20**  
**E-post: info@eloflex.se**  
**Webb: www.eloflex.se**

*Ring alltid innan besök för att boka tid.*