



Fakta

MODELL	Eloflex M-plus	Eloflex L	Eloflex L-Plus
Vikt*	26 kg	26 kg	26 kg
Hastighet	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h
Räckvidd	30 km	30 km	30 km
Motor	2x borstlös högeffektmotor	2x borstlös högeffektmotor	2x borstlös högeffektmotor
Batteri	2x Litium Ion 10 Ah / 24 volt	2x Litium Ion 10 Ah / 24 volt	2x Litium Ion 10 Ah / 24 volt
Batterivikt	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg
Laddningstid	3 tim	3 tim	3 tim
Effekt	2 x 250 watt	2 x 200 watt	2 x 250 watt
Vändradie	80 cm	76 cm	78 cm
Hjul fram	8" massiva	8" massiva	8" massiva
Hjul bak	12" luft	10" massiva	12" luft
Sitthöjd	47 cm	52 cm	52 cm
Sittbredd	46 cm	46 cm	46 cm
Sittdjup	43 cm	43 – 48 cm	43 – 48 cm
Brukarvikt	Max 150 kg	Max 120 kg	Max 120 kg
Joystick	Vänster, höger eller på ryggstöd**	Vänster, höger eller på ryggstöd**	Vänster, höger eller på ryggstöd**
Dyna	Löstagbar. Avtagbart fodral	Löstagbar. Avtagbart fodral	Löstagbar. Avtagbart fodral
Ryggstöd	Höj- och sänkbart	Justerbar klädsel	Justerbar klädsel
Mått	90 cm (H) x 64 cm (B) x 100 cm (D)	95 cm (H) x 59 cm (B) x 99 cm (D)	95 cm (H) x 63 cm (B) x 100 cm (D)
Mått hopfäld	75 cm (H) x 64 cm (B) x 40 cm (D)	70 cm (H) x 59 cm (B) x 35 cm (D)	75 cm (H) x 63 cm (B) x 40 cm (D)
Garanti	2 år	2 år	2 år
Artikelnr	7350006080029	7350006080067	7350006080043
Rek. pris inkl moms	32 990 kr	29 990 kr	32 990 kr

* Totalvikt inkl ett batteri / **Vårdarstyrning kräver hållare som säljs som tillbehör
Rekommenderat lufttryck för bakhjul Plus-modeller = min 2 kg max 3 kg.



Eloflex är klassad som medicintekniskt hjälpmedel hos läkemedelsverket, den är CE godkänd, testad och godkänd enligt EN12184, ISO-7176, IEC-60601 och batterierna är flyggodkända enligt UN38.3. Eloflex uppfyller tillämpliga krav i lagen om medicintekniska produkter.