

MODELL	ELOFLEX M-PLUS	ELOFLEX L	ELOFLEX L-PLUS	ELOFLEX X
VIKT*	26 kg	26 kg	26 kg	28 kg
HASTIGHET	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h
RÄCKVIDD	30 km	30 km	30 km	25 km
MOTOR	2 X Borstlös högeffektsmotor	2 X Borstlös högeffektsmotor	2 X Borstlös högeffektsmotor	2 x Borstlös högeffektsmotor
BATTERI	2 x Litium ION 10AH/24V	2 x Litium ION 10AH/24V	2 x Litium ION 10AH/24V	2 x Litium ION 7,5 AH/24V
BATTERIEFFEKT	2 x 240 WH	2 x 240 WH	2 x 240 WH	2 x 180 WH
BATTERIVIKT	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg
LADDNINGSTID	3 tim	3 tim	3 tim	3 tim
MOTOREFFEKT	2 x 250 Watt	2 x 200 Watt	2 x 250 Watt	2 x 250 Watt
VÅNDRADIE	80 cm	76 cm	78 cm	88 cm
HJUL	8" fram (massiva) 12" bak (luft)	8" fram (massiva) 10" bak (massiva)	8" fram (massiva) 12" bak (luft)	8" fram (massiva) 12" bak (luft)
SITTHÖJD	47 cm	52 cm	52 cm	51 cm
SITTBREDD	46 cm	46 cm	46 cm	44/50/55 cm
SITTDJUP	43 cm	43 - 48 cm	43 - 48 cm	43 - 48 cm
BRUKARVIKT	Max 150 kg	Max 120 kg	Max 120 kg	Max 120 kg
JOYSTICK	Höger, vänster eller på ryggstöd**	Höger, vänster eller på ryggstöd**	Höger, vänster eller på ryggstöd**	Höger, vänster eller på ryggstöd**
DYNA	Löstagbar. Avtagbart fodral	Löstagbar. Avtagbart fodral	Löstagbar. Avtagbart fodral	Löstagbar
RYGGSTÖD	Höj- och sänkbart	Justerbar klädsel	Justerbar klädsel	Justerbar vinkel
MÅTT	90 cm (H) x 64 cm (B) x 100 cm (D)	95 cm (H) x 59 cm (B) x 99 cm (D)	95 cm (H) x 63 cm (B) x 100 cm (D)	100 cm (H) x 62 cm (B) x 102 cm (D)
MÅTT HOPFÄLLD	75 cm (H) x 64 cm (B) x 40 cm (D)	70 cm (H) x 59 cm (B) x 35 cm (D)	75 cm (H) x 63 cm (B) x 40 cm (D)	76 cm (H) x 32 cm (B) x 78 cm (D)
GARANTI	2 år	2 år	2 år	2 år
ARTIKELNR	7350006080029	7350006080067	7350006080043	7350006080623
REK. PRIS INKL MOMS	32 990 kr	29 990 kr	32 990 kr	29 990 kr