

MODELL	ELOFLEX M-PLUS	ELOFLEX L	ELOFLEX F	ELOFLEX X	ELOFLEX H
VIKT*	26 kg	26 kg	26 kg	28 kg	38 kg
HASTIGHET	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	8 km/h
RÄCKVIDD	30 km	30 km	30 km	25 km	40 km
MOTOR	2 X Borstlös högeffektsmotor	2 X Borstlös högeffektsmotor	2 X Borstlös högeffektsmotor	2 x Borstlös högeffektsmotor	2 x Borstlös högeffektsmotor
MOTOREFFEKT	2 x 250 Watt	2 x 200 Watt	2 x 250 Watt	2 x 250 Watt	2 x 400 Watt
BATTERI	2 x Litium ION 10AH/24V	2 x Litium ION 10AH/24V	2 x Litium ION 10AH/24V	2 x Litium ION 7,5 AH/24V	2 x Litium ION 20 AH/24V
BATTERIEFFEKT	2 x 240 WH	2 x 240 WH	2 x 240 WH	2 x 180 WH	2 x 400 WH
BATTERIVIKT	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg	3,2 kg
LADDNINGSTID	3 tim	3 tim	3 tim	3 tim	5 tim
VÄNDRADIE	80 cm	76 cm	78 cm	88 cm	99 cm
HJUL	8" fram (massiva) 12" bak (luft)	8" fram (massiva) 10" bak (massiva)	8" fram (massiva) 12" bak (luft)	8" fram (massiva) 12" bak (luft)	9" fram (luft) 13" bak (luft)
SITTHÖJD	47 cm	52 cm	52 cm	51 cm	54 cm
SITTBREDD	46 cm	46 cm	45 / 50 / 55 cm	45 / 50 / 55 cm	51 cm
SITTDJUP	43 cm	43 - 48 cm	43 - 48 cm	43 - 48 cm	51 cm
BRUKARVIKT	Max 150 kg	Max 120 kg	Max 120 kg	Max 120 kg	Max 200 kg
JOYSTICK	Höger, vänster eller på ryggstöd**	Höger, vänster eller på ryggstöd**	Höger, vänster eller på ryggstöd**	Höger, vänster eller på ryggstöd**	Höger, vänster eller på ryggstöd**
DYNA	Löstagbar. Avtagbart fodral	Löstagbar. Avtagbart fodral	Löstagbar. Avtagbart fodral.	Löstagbar	Löstagbar. Avtagbart fodral
RYGGSTÖD	Höj- och sänkbart	Justerbar klädsel	Justerbar vinkel och klädsel	Justerbar vinkel och klädsel	Justerbar klädsel
MÅTT	90 cm (H) x 64 cm (B) x 100 cm (D)	95 cm (H) x 59 cm (B) x 99 cm (D)	95 cm (H) x 63 cm (B) x 100 cm (D)	100 cm (H) x 62 cm (B) x 102 cm (D)	103 cm (H) x 66 cm (B) x 115 cm (D)
MÅTT HOPFÄLLD	75 cm (H) x 64 cm (B) x 40 cm (D)	70 cm (H) x 59 cm (B) x 35 cm (D)	75 cm (H) x 63 cm (B) x 40 cm (D)	76 cm (H) x 32 cm (B) x 78 cm (D)	83 cm (H) x 66 cm (B) x 45 cm (D)
GARANTI	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år
ARTIKELNR	7350006080029	7350006080067	7350006080685	7350006080623	7350006080679
REK. PRIS INKL MOMS	32 990 kr	29 990 kr	32 990 kr	29 990 kr	44 990 kr