

MODELL	ELOFLEX L	ELOFLEX F	ELOFLEX X	ELOFLEX P	ELOFLEX H
VIKT ¹	26 kg	26 kg	28 kg	28 kg	38 kg
HASTIGHET	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	8 km/h
RÄCKVIDD	30 km	30 km	25 km	30 km	40 km
MOTOR	2 x Borstlös högeffektmotor	2 x Borstlös högeffektmotor	2 x Borstlös högeffektmotor	2 x Borstlös högeffektmotor	2 x Borstlös högeffektmotor
MOTOREFFEKT	2 x 200 Watt	2 x 250 Watt	2 x 250 Watt	2 x 250 Watt	2 x 400 Watt
BATTERI	2 x Litium ION 10AH/24V	2 x Litium ION 10AH/24V	2 x Litium ION 7,5 AH/24V	2 x Litium ION 10AH/24V	2 x Litium ION 20 AH/24V
BATTERIEFFEKT	2 x 240 WH	2 x 240 WH	2 x 180 WH	2 x 240 WH	2 x 480 WH
BATTERIVIKT	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg	3,2 kg
LADDNINGSTID	3 tim	3 tim	3 tim	3 tim	5 tim
VÄNDRADIE	76 cm	78 cm	88 cm	85 cm	99 cm
HJUL	8" fram (massiva) 10" bak (massiva)	8" fram (massiva) 12" bak (luft)	8" fram (massiva) 12" bak (luft)	8" fram (massiva) 12" bak (luft)	9" fram (luft) 13" bak (luft)
SITTHÖJD	52 cm	52 cm	51 cm	54 cm	54 cm
SITTBREDD	46 cm	45 / 50 / 55 cm	45 / 50 / 55 cm	45 / 50 / 55 cm	51 cm
SITTDJUP	43 - 48 cm	43 - 48 cm	43 - 48 cm	43 - 48 cm	51 cm
BRUKARVIKT	Max 120 kg	Max 120 kg	Max 120 kg	Max 160 kg	Max 200 kg
JOYSTICK	Höger, vänster eller på ryggstöd ²	Höger, vänster eller på ryggstöd ²	Höger, vänster eller på ryggstöd ²	Höger, vänster eller på ryggstöd ²	Höger, vänster eller på ryggstöd ²
DYNA	Löstagbar. Avtagbart fodral	Löstagbar. Avtagbart fodral.	Löstagbar	Löstagbar. Avtagbart fodral	Löstagbar. Avtagbart fodral
RYGGSTÖD	Justerbar klädsel	Justerbar vinkel ³ och klädsel	Justerbar vinkel ³ och klädsel	Justerbar höjd och klädsel	Justerbar klädsel
MÅTT	95 cm (H) x 59 cm (B) x 99 cm (D)	95 cm (H) x 63 cm (B) x 100 cm (D)	100 cm (H) x 62 cm (B) x 102 cm (D)	90 cm (H) x 62 cm (B) x 107 cm (D)	103 cm (H) x 66 cm (B) x 115 cm (D)
MÅTT HOPFÄLLD	70 cm (H) x 59 cm (B) x 35 cm (D)	75 cm (H) x 63 cm (B) x 40 cm (D)	76 cm (H) x 32 cm (B) x 78 cm (D)	74 cm (H) x 62 cm (B) x 40 cm (D)	83 cm (H) x 66 cm (B) x 45 cm (D)
GARANTI	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år
ARTIKELNR	7350006080067	7350006080685	7350006080623	7350006080531	7350006080679
REK. PRIS INKL MOMS	29 990 kr	32 990 kr	29 990 kr	34 990 kr	44 990 kr

1) Totalvikt inkl ett batteri på M-Plus, L, F och H. 2) Vårdarstyrning kräver hållare som säljs som tillbehör. 3) Vinkel 2, 12, 22 grader.

Rekommenderat lufttryck för luftfyllda hjul = 2,5 kg