



- ✓ Hopfällbar på 2 sek
- ✓ Låg vikt – 26 kg
- ✓ Kompakt & smidig
- ✓ Ta med i egen bil
- ✓ Lång körsträcka
- ✓ Ta med på flyg, buss & tåg

**Eloflex modell F är en utveckling av vår mest populära modell L-Plus. Baserat på våra användares synpunkter har vi gjort en fantastisk elrullstol ännu bättre.**

Genom Eloflex F har vi gjort marknadens mest populära elrullstol ännu bättre. Justerbart ryggstöd med flera olika vinklar och ett rundat ryggrör ger ökad sittkomfort. Ett nytt smart fotstöd med dubbla leder, som innebär att det kan vikas in under sitsen, ger enklare i- och urstigning. Modell F har tre olika sittbredder för att på så sätt passa flera olika användare.

Den moderna tekniken med borstlösa kraftiga motorer och dubbla litiumbatterier som standard ger överlägsna köregenskaper och en körsträcka på över 30 km. Enkelt hopfällbar på några sekunder i kombination med låg vikt gör att du kan ta med den i din egen bil eller på flyg, båt, tåg och buss. Stora luftpumpade bakhjul ger komfort även på ojämna underlag och den här modellen fungerar lika bra inne som ute.



26

VIKT I KG

30

RÄCKVIDD I KM

52

SITTHÖJD I CM

120

MAX BRUKARVIKT I KG

250

EFFEKT I WATT



**SMART FOTSTÖD**

Modell F har fått ett nytt smart fotstöd med dubbla leder vilket innebär att det kan vikas in under sitsen. På så sätt undviker man att det är i vägen vid in och urstigning. Fotstödet kan monteras i två höjder.

**FÄLLBAR RYGG**

Modell F har ett justerbart ryggstöd som kan vinklas i tre olika fasta positioner för optimal sittkomfort. Ryggstödet vinklas med ett enkelt handgrepp för ökad sittvariation

**BÖJT RYGGRÖR**

För ökad sittkomfort har modell F fått ett ryggstöd som är rundat bakåt så att det inte tar i ryggen när man sitter i stolen. Detta ger bättre ergonomi och bekvämare sittställning.

**HOPFÄLLBAR**

Det mest unika med Eloflex modeller är att de enkelt kan fällas ihop på några få sekunder. Det kompakta formatet i kombination med den låga vikten tack vare aluminium-konstruktionen gör den enkel att ta med i bil och på flyg.

**DUBBLA BATTERIER**

Dubbla batterier ingår alltid som standard när du väljer en elrullstol från Eloflex. Det betyder dubbelt så mycket kraft och effekt. Med en Eloflex kommer du över 30 km på en enda laddning och du får över 5 timmars effektiv användning.

**LUFTFYLLDA HJUL**

På den här modellen får du stora 12 tums luftfyllda bakhjul vilket ger överlägset grepp och framkomlighet oavsett underlag. Dessutom får du en bekvämare upplevelse när du kör på ojämna underlag som grusvägar och kullersten.

**FAKTA MODELL : F**

<b>VIKT</b>	28 kg	<b>HJUL</b>	8" fram (massiva) / 12" bak (luft)
<b>HASTIGHET</b>	6,5 km/h	<b>SITTHÖJD</b>	52 cm
<b>RÄCKVIDD</b>	30 km per laddning	<b>SITTBREDD</b>	45/50/55 cm
<b>KÖRTID</b>	5 timmar per laddning	<b>SITTDJUP</b>	43-48 cm
<b>MOTOR</b>	2 x borstlös högeffektmotor	<b>BRUKARVIKT</b>	Max 120 kg
<b>BATTERI</b>	2 x Litium ION 10 AH / 24 V	<b>JOYSTICK</b>	Höger, vänster eller på ryggstöd
<b>BATTERIVIKT</b>	1,6 kg styck	<b>DYNA</b>	Löstagbar. Avtagbart fodral
<b>LADDNINGSTID</b>	3 timmar	<b>RYGGSTÖD</b>	Justerbar vinkel och klädsel
<b>EFFEKT</b>	2 x 250 Watt	<b>MÅTT</b>	95 cm (H) x 63 cm (B) x 100 cm (D)
<b>VÄNDRADIE</b>	78 cm	<b>MÅTT HOPFÄLLD</b>	75 cm (H) x 63 cm (B) x 40 cm (D)
<b>MAX LUTNING</b>	9 grader	<b>GARANTI</b>	2 år