



- ✓ Hopfällbar på 2 sek
- ✓ Låg vikt – 28 kg
- ✓ Kompakt & smidig
- ✓ Ta med i egen bil
- ✓ Lång körsträcka
- ✓ Ta med på flyg, buss & tåg

## Eloflex modell X är vårt senaste tillskott i Eloflexfamiljen. En helt ny modell med unik konstruktion speciellt framtagen för våra seniora användare.

Grundkonstruktionen bygger på den väl beprövade och uppskattade kryss-tekniken. Stolen viks enkelt ihop genom att man lyfter i sitsen.

Modell X är utrustad med vanliga uppfällbara fotplattor och fotstöden kan dessutom svängas ut eller enkelt tas bort för smidig i och urstigning. Ryggstödet på modell X kan justeras med olika lutningar vilket är extra viktigt för de som sitter länge och ofta i stolen. Armstöden kan dessutom monteras i två olika höjder.

Den här modellen passar så klart många, men den är särskilt framtagen för våra seniora användare. Stolen lämpar sig också väl för användande på äldreboenden och inom vården. Modell X kan med fördel kompletteras med någon av våra vårdstyrningar så att den som går bakom kan köra.



28

VIKT I KG

25

RÄCKVIDD I KM

51

SITTHÖJD I CM

120

MAX BRUKARVIKT I KG

250

EFFEKT I WATT



**FOTSTÖD**

Den här modellen är utrustad med klassiska fotplattor som fälls upp individuellt. Vill man ha ändå mer utrymme vid i och urstigning kan fotstöden dessutom fällas åt sidan eller helt tas bort. Perfekt också när man sitter i stolen vid ett matbord.

**ANPASSNINGSBAR**

För optimal sitt- och körkomfort kan stolen anpassas efter användaren. Stolens sittbredd kan ändras i tre olika steg, fotplattornas höjd kan justeras beroende på benlängd, armstöden kan monteras i två olika höjder och ryggstödet kan lutats i tre olika vinklar.

**KÖRHANDTAG**

De klassiska körhandtagen bak på ryggstödet gör det enkelt för en anhörig eller vårdare att rulla stolen manuellt. De ger också bra stöd om användaren vill använda sin elrullstol som rullator under kortare sträckor.

**KRYSSKONSTRUKTION**

Den här modellen fälls enkelt ihop genom att man lyfter i sitsen. Ryggstödet kan också fällas för att stolen skall vara enkel att lasta in i en vanlig bil. En hopfällbar modell X tar dessutom lite plats vid förvaring när den inte används.

**DUBBLA BATTERIER**

Dubbla batterier ingår alltid som standard när du väljer en elrullstol från Eloflex. Det betyder dubbelt så mycket kraft och effekt. Med den här modellen kommer du ca 25 km på en enda laddning och du får över 4 timmars effektiv användning.

**LUFTFYLLDA HJUL**

På den här modellen får du stora 12 tumms luftfyllda bakhjul vilket ger överlägset grepp och framkomlighet oavsett underlag. Dessutom får du en bekvämare upplevelse när du kör på ojämna underlag som grusvägar och kullersten.

**FAKTA MODELL : X**

|                     |                                    |                      |                                     |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| <b>VIKT</b>         | 28 kg                              | <b>SITTHÖJD</b>      | 51 cm                               |
| <b>HASTIGHET</b>    | 6,5 km/h                           | <b>SITTBREDD</b>     | 45/50/55 cm                         |
| <b>RÄCKVIDD</b>     | 25 km per laddning                 | <b>SITTDJUP</b>      | 43-48 cm                            |
| <b>MOTOR</b>        | 2 x borstlös högeffektmotor        | <b>BRUKARVIKT</b>    | Max 120 kg                          |
| <b>BATTERI</b>      | 2 x Litium ION 7,5 AH / 24 V       | <b>JOYSTICK</b>      | Höger, vänster eller på ryggstöd    |
| <b>BATTERIVIKT</b>  | 1,6 kg styck                       | <b>DYNA</b>          | Löstagbar. Avtagbart fodral         |
| <b>LADDNINGSTID</b> | 3 timmar                           | <b>RYGGSTÖD</b>      | Justerbar klädsel                   |
| <b>EFFEKT</b>       | 2 x 250 Watt                       | <b>MÅTT</b>          | 100 cm (H) x 62 cm (B) x 102 cm (D) |
| <b>VÄNDRADIE</b>    | 88 cm                              | <b>MÅTT HOPFÄLLD</b> | 76 cm (H) x 32 cm (B) x 78 cm (D)   |
| <b>MAX LUTNING</b>  | 9 grader                           | <b>GARANTI</b>       | 2 år                                |
| <b>HJUL</b>         | 8" fram (massiva) / 12" bak (luft) |                      |                                     |